

Indicios diagnósticos a pie de cama que cambiará su estándar de atención en todas las especialidades y entornos.



Ultrasound-on-chip™ le permite acceder a tres formas de onda con un solo dispositivo portátil y resistente.

Imágenes más nítidas y rápidas.

Diseñado para facilitar el uso del ultrasonido. Solo tiene que conectar la sonda a un dispositivo iOS o Android compatible, elija entre los más de 20 ajustes predeterminados con solo deslizar un dedo y empezar a escanear en cuestión de segundos.

Cardiaco

Monitoree anomalías vasculares, realice ETT y calcule automáticamente la fracción de eyección.



Cardiaco




Musculoesqueléico

Musculoesquelético


Evalúe desgarros y fracturas y apoye sus decisiones críticas en la clínica o en entornos prehospitalarios.

Pulmonar

Evalúe la dificultad respiratoria y detecte con fiabilidad la presencia de líneas B.



Pulmonar



Vejiga

Vejiga

Haga cálculos automáticos del volumen vesical y consiga una representación en 3D en cuestión de segundos.

Una sonda.

Cuatro modos de imagen.


Cuatro modos de imagen, con distintas aplicaciones para todas las especialidades.

Modo B

Modo M

Doppler Color

Power Doppler



**Guíe procedimientos
con confianza.**

Orientación precisa para ubicaciones difíciles. Visualice simultáneamente los ejes longitudinal y transversal con Biplane Imaging™ y resalte las agujas en pantalla con la tecnología NeedleViz™.

Una asistencia conectada es una asistencia más robusta.

Pase de la exploración a la documentación en un momento. BuWerfly iQ+ combina las funciones de almacenamiento y de colaboración de nuestro software para ayudar a sacar el máximo provecho de cada imagen.

Ofrezca o reciba orientación ecográfica, esté donde esté.

Haga una videollamada a sus colaboradores mientras explora, obtenga imágenes en tiempo real y seleccione a distancia el ajuste predeterminado, el modo, la ganancia y la profundidad.




Ahora hacer una interconsulta es tan fácil como enviar un mensaje de texto.

Envíe estudios anonimizados sin salir de la aplicación de BuWerfly.

Almacene cada imagen de forma segura.

BuWerfly Cloud ofrece almacenamiento de imágenes seguro e ilimitado. Los archivos de imágenes compartidos con el equipo permiten hacer comentarios en tiempo real y documentar los estudios sin problemas mediante hojas de trabajo personalizables.



Diseñada para el aprendizaje.



Sólidas ofertas formativas que se adaptan al punto del aprendizaje ecográfico en el que se encuentre.

Consiga orientación en tiempo real para sus exploraciones.

La orientación en exploraciones didácticas ofrece feedback en tiempo real sobre la calidad de imagen para ayudarle a captar las mejores imágenes.*

Encuentre confianza en cuestión de minutos.

Acceda a tutoriales rápidos en vídeo dirigidos por expertos que incluyen docenas de aplicaciones sin necesidad de salir de la aplicación de BuWerfly.*



Hecha para aguantar los turnos más duros.

Preparada cuando más la necesite. Pruebas de nivel militar† han demostrado que la iQ+ resiste caídas desde la altura de la cintura. Resistente al agua y al polvo, ‡ y equipada con un cable reemplazable resistente a presión y a pisotones.

* Este tutorial no sustituye a la formación y la experiencia clínicas profesionales, y puede que no incluya todas las variaciones posibles de paciente a paciente. Los médicos son los únicos responsables de la asistencia sanitaria y de ejercer su juicio clínico independiente en todo momento.

† MIL-STD-810G

* IP67 hasta la línea en la parte posterior de la sonda.

Lista completa de funciones.

21 ajustes clínicos predeterminados

Abdomen
Abdomen profundo
Aorta y vesícula biliar
Vejiga
Cardiaco
Cardiaco profundo
FAST
Pulmonar
Musculoesquelético (partes blandas)
Musculoesquelético
Nervios
OB 1/GYN
OB 2/3
Oftálmico
Abdomen pediátrico
Cardiaco pediátrico
Pulmonar pediátrico
Pequeños órganos
Vascular: Acceso
Vascular: Carótida
Vascular: Vena profunda

Herramientas avanzadas de obtención de imágenes

Cálculo automático del volumen vesical
Fracción de eyección automática
Orientación didáctica para exploraciones
Biplane Imaging™
Needle Viz™
Marcador de línea media
Cálculos obstétricos
5 protocolos de etiquetado
Cálculo del volumen pélvico

Telemedicina

BuWerfly TeleGuidance™

BuWerfly iQ+™ es un ecógrafo portátil Clase IIa diseñado para la obtención de imágenes de diagnóstico por parte de profesionales de la salud con formación adecuada. Lea con atención y asegúrese de haber comprendido todos los avisos, advertencias e instrucciones de uso antes de utilizarlo.

TeleGuidance™ solo disponible para dispositivos iOS.